

SANOMAT HYGIENE



Hygiene-Vollwaschmittel zur chemothermischen Wäschedesinfektion ab 60°.

Geeignet für alle waschbaren Textilien und Wäschearten.

Wirksam gegen:

- ✓ MRSA
- ✓ HI Virus
- ✓ Noroviren

unter Beachtung der bestätigten Einwirkkonzentration und Einwirkzeiten von VAH und RKI.

zertifiziert VAH und Robert Koch Institut: A + B Listung

Anwendung als Hygiene-Vollwaschmittel - zur Wäschedesinfektion

Dosierung:	5 g/ je Liter Waschflotte
Einwirkzeit	15 Minuten VAH 20 Minuten RKI A+B
Temperatur:	60°
Flottenverhältnis:	1 : 5



Anwendung als hochwirksames Vollwaschmittel

Dosierempfehlung für 1 kg Trockenwäsche:

Wasserhärte	leicht verschmutzt	normal verschmutzt	stark verschmutzt
I (bis 10° dH) weich	11 g = 15 ml	25 g = 33 ml	32 g = 43 ml
II (10-16° dH) mittel	12 g = 16 ml	25 g = 33 ml	35 g = 47 ml
III - IV (über 16° dH) hart - sehr hart	13 g = 17 ml	27 g = 36 ml	38 g = 51 ml